

PLACA CLAVÍCULA EN "S" LOC II

(3.5 mm)



SISTEMA DE PLACAS BLOQUEADAS
PARA OSTEOSINTESIS

SISTEMA BLOQUEADO
MIEMBRO SUPERIOR

Nombre producto: PLACA DE CLAVÍCULA EN S II LOC 3.5 MM.

Marca: COREFIX

Material: Titanio.

Empaque: Una pieza por paquete.

Esterilización: Producto no estéril, no debe usarse sin esterilizar.

Uso: Indicada para fracturas diafisarias de clavícula.

Otras indicaciones: Fracturas en pacientes osteopénicos y fracturas de alto impacto.

Contraindicaciones: Uso fuera de la región anatómica indicada.

Diseño: Placa con orificios combinados de bloqueo y corticales, con un perfil bajo y espacio entre orificios que permiten mejor moldeamiento de la placa y adaptarse a las diferentes anatomías. Se utiliza con tornillos de 3.5 bloqueados y corticales.



PLACA CLAVÍCULA EN S LOC II 3.5 MM

LATERALIDAD DE LA PLACA	NÚMERO DE PARTE	LONGITUD DE LA PLACA	NÚMERO DE ORIFICIOS
IZQUIERDA	PB2900106	88 mm	6
DERECHA	PB2900206		
IZQUIERDA	PB2900107	101 mm	7
DERECHA	PB2900207		
IZQUIERDA	PB2900108	114 mm	8
DERECHA	PB2900208		
IZQUIERDA	PB2900110	137 mm	10
DERECHA	PB2900210		



corefix®
SISTEMAS DE FIJACIÓN INTERNA