

PLACA DE FÍBULA DISTAL

II LOC

(3.5/2.7mm)



SISTEMA DE PLACAS BLOQUEADAS
PARA OSTEOSÍNTESIS

SISTEMA BLOQUEADO
MIEMBRO SUPERIOR

Nombre producto: PLACA DE PERONE DISTAL 3.5/ 2.7 MM LOC.

Marca: COREFIX

Material: Titanio.

Empaque: Una pieza por paquete.

Esterilización: Producto no estéril, no debe usarse sin esterilizar.

Uso: Fracturas de peroné distal paciente osteoporótico.

Otras indicaciones: Fracturas de alto impacto y pacientes de baja estatura.

Contraindicaciones: Uso fuera de la región anatómica indicada.

Diseño: Placa con orificios de compresión dinámica y bloqueo en el vástago de 3.5 mm con diseño anatómico de bajo perfil para peroné distal que permite el uso de hasta 4 tornillos en la parte distal de 2.7 mm bloqueados.



PLACA DE FÍBULA DISTAL 3.5/2.7MM II LOC

LATERALIDAD DE LA PLACA	NÚMERO DE PARTE	LONGITUD DE LA PLACA	NÚMERO DE ORIFICIOS
IZQUIERDA	PB5300102	51 mm	2
DERECHA	PB5300202		
IZQUIERDA	PB5300104	73 mm	4
DERECHA	PB5300204		
IZQUIERDA	PB5300106	94 mm	6
DERECHA	PB5300206		
IZQUIERDA	PB5300108	115 mm	8
DERECHA	PB5300208		



corefix®
SISTEMAS DE FIJACIÓN INTERNA