

PLACA GANCHO

DE

CLAVÍCULA

LOC

(3.5 mm)



lock
by Corefix

SISTEMA DE PLACAS BLOQUEADAS
PARA OSTEOSÍNTESIS

SISTEMA BLOQUEADO
MIEMBRO SUPERIOR

Nombre producto: PLACA GANCHO DE CLAVÍCULA LOC 3.5 MM.

Marca: COREFIX

Material: Titanio.

Empaque: Una pieza por paquete.

Esterilización: Producto no estéril, no debe usarse sin esterilizar.

Uso: Indicado para luxaciones acromioclaviculares y fracturas laterales de clavícula.

Otras indicaciones: Fracturas en pacientes osteopénicos y fracturas de alto impacto, fracturas acromioclaviculares.

Contraindicaciones: Uso fuera de la región anatómica indicada.

Diseño: Placa con orificios combinados de bloqueo y corticales de 3.5 mm con un perfil bajo y gancho que va de 12 mm /15mm /18mm en el espacio subacromial para mayor estabilidad lateral.



PLACA GANCHO DE CLAVÍCULA LOC 3.5 MM

LATERALIDAD DE LA PLACA	NÚMERO DE PARTE	LONGITUD DE LA PLACA	LONGITUD DE GANCHO	NÚMERO DE ORIFICIOS
IZQUIERDA	PB3100104	63.5 mm	12	4
DERECHA	PB3100204			
IZQUIERDA	PB3100106	94.5 mm	12	6
DERECHA	PB3100206			
IZQUIERDA	PB3101104	63.5 mm	15	4
DERECHA	PB3101204			
IZQUIERDA	PB3101106	94.5 mm	15	6
DERECHA	PB3101206			
IZQUIERDA	PB3102104	63.5 mm	18	4
DERECHA	PB3102204			
IZQUIERDA	PB3102106	94.5 mm	18	6
DERECHA	PB3102206			



corefix®
SISTEMAS DE FIJACIÓN INTERNA