

PLACA HÚMERO DISTAL MEDIAL LOC

(3.5 /2.7mm)



SISTEMA DE PLACAS BLOQUEADAS
PARA OSTEOSINTESIS

SISTEMA BLOQUEADO
MIEMBRO SUPERIOR

Nombre producto: PLACA DE HÚMERO DISTAL MEDIAL LOC 3.5/2.7 MM

Marca: COREFIX

Material: Titanio.

Empaque: Una pieza por paquete.

Esterilización: Producto no estéril, no debe usarse sin esterilizar.

Uso: Indicado para fracturas intra y extraarticulares de húmero distal.

Otras indicaciones: Fracturas en pacientes osteopénicos y fracturas de alto impacto que requieran reconstrucción articular del húmero distal medial.

Contraindicaciones: Uso fuera de la región anatómica indicada.

Diseño: Placa con orificios combinados de bloqueo y corticales, con un perfil bajo para adaptarse a diferentes anatomías de húmero distal. Disponibilidad de placas derecha e izquierda con tres orificios distales de bloqueo para tornillos de 2.7 mm ya para su vástago tornillos de 3.5 bloqueados, 3.5 corticales y 4.0 esponjosos.



PLACA HÚMERO DISTAL MEDIAL LOC 3.5 /2.7MM

LATERALIDAD DE LA PLACA	NÚMERO DE PARTE	LONGITUD DE LA PLACA	NÚMERO DE ORIFICIOS
IZQUIERDA	PB1700103	85 mm	3
DERECHA	PB1700203		
IZQUIERDA	PB1700105	111 mm	5
DERECHA	PB1700205		
IZQUIERDA	PB1700107	137 mm	7
DERECHA	PB1700207		
IZQUIERDA	PB1700109	163 mm	9
DERECHA	PB1700209		
IZQUIERDA	PB1700111	189 mm	11
DERECHA	PB1700211		
IZQUIERDA	PB1700113	215 mm	13
DERECHA	PB1700213		



corefix®
SISTEMAS DE FIJACIÓN INTERNA