

# PLACA HÚMERO PROXIMAL

III **LOC**  
(3.5 mm)



  
**lock**  
by Corefix

SISTEMA DE PLACAS BLOQUEADAS  
PARA OSTEOSÍNTESIS

SISTEMA BLOQUEADO  
MIEMBRO SUPERIOR

**Nombre producto:** PLACA HÚMERO PROXIMAL III LOC 3.5 MM.

**Marca:** COREFIX

**Material:** Titanio.

**Empaque:** Una pieza por paquete.


**Esterilización:** Producto no estéril, no debe usarse sin esterilizar.

**Uso:** Indicado para fracturas de húmero proximal.

**Otras indicaciones:** Fracturas en pacientes osteopénicos y fracturas de alto impacto del cuello y cabeza humeral.

**Contraindicaciones:** Uso fuera de la región anatómica indicada.

**Diseño:** Placa anatómica con orificios combinados de bloqueo y corticales, con un perfil bajo para adaptarse a diferentes anatomías de húmero proximal. Placa con nueve orificios proximales para tornillos de 3.5 mm bloqueados y en su vástago tornillos de 3.5 mm corticales.



TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL  
S.A.P.I. DE C.V.

### PLACA HÚMERO PROXIMAL LOC III 3.5 MM

| NÚMERO DE PARTE | LONGITUD DE LA PLACA | NÚMERO DE ORIFICIOS |
|-----------------|----------------------|---------------------|
| PB3200003       | 90 mm                | 3                   |
| PB3200005       | 114 mm               | 5                   |
| PB3200006       | 146 mm               | 6                   |
| PB3200008       | 178 mm               | 8                   |
| PB3200010       | 210 mm               | 10                  |
| PB3200012       | 242 mm               | 12                  |

