

PLACA LOCK DE FÉMUR DISTAL LATERAL

(5.0 mm)



SISTEMA DE PLACAS BLOQUEADAS
PARA OSTEOSÍNTESIS

SISTEMA BLOQUEADO
MIEMBRO INFERIOR

Nombre producto: PLACA LOC DE FÉMUR DISTAL LATERAL 5.0 MM.

Marca: COREFIX

Material: Titanio.

Empaque: Una pieza por paquete.

Esterilización: Producto no estéril, no debe usarse sin esterilizar.

Uso: Indicado para fracturas distales de fémur.

Otras indicaciones: Correcciones en deformidades del fémur distal, paciente osteopénico y fracturas condilares y metafisarias de fémur distal.

Contraindicaciones: Uso fuera de la región indicada.

Diseño: Placa con orificios combinados para bloqueo y compresión dinámica, con diseño en bajo perfil. Puede utilizar tornillos corticales de 4.5 mm, bloqueados de 5.0 mm y esponjosos de 6.5 mm, viene derechas e izquierdas.



PLACA LOC DE FÉMUR DISTAL LATERAL 5.0 MM

LATERALIDAD DE LA PLACA	NÚMERO DE PARTE	LONGITUD DE LA PLACA	NÚMERO DE ORIFICIOS
IZQUIERDA	PB2100105	161 mm	5
DERECHA	PB2100205		
IZQUIERDA	PB2100107	201 mm	7
DERECHA	PB2100207		
IZQUIERDA	PB2100109	241 mm	9
DERECHA	PB2100209		
IZQUIERDA	PB2100111	281 mm	11
DERECHA	PB2100211		
IZQUIERDA	PB2100113	321 mm	13
DERECHA	PB2100213		



corefix®
SISTEMAS DE FIJACIÓN INTERNA

*Para medidas adicionales favor de consultar con nuestro representante de ventas"