

PLACA **LOC** DE FÉMUR PROXIMAL LATERAL

(6.5/5.0 mm)



lock
by Corefix

SISTEMA DE PLACAS BLOQUEADAS
PARA OSTEOSÍNTESIS

SISTEMA BLOQUEADO
MIEMBRO INFERIOR

Nombre producto: PLACA LOC DE FÉMUR PROXIMAL LATERAL 6.5 / 5.0 MM.

Marca: COREFIX

Material: Titanio.

Empaque: Una pieza por paquete.

Esterilización: Producto no estéril, no debe usarse sin esterilizar.

Uso: Indicado para fracturas trocántericas de fémur.

Otras indicaciones: Correcciones en deformidades del fémur proximal, paciente osteopénico y fracturas distales de fémur.

Contraindicaciones: Uso fuera de la región anatómica indicada.

Diseño: Placa con orificios combinados para bloqueo y compresión dinámica, con diseño en bajo perfil. Puede utilizar tornillos corticales de 4.5 mm y bloqueados de 5.0 mm en su vástago y bloqueados canulados de 6.5 mm en dirección a la cabeza femoral, viene derechas e izquierdas.



PLACA LOC DE FÉMUR PROXIMAL LATERAL 6.5 / 5.0 MM.

LATERALIDAD DE LA PLACA	NÚMERO DE PARTE	LONGITUD DE LA PLACA	NÚMERO DE ORIFICIOS
IZQUIERDA	PB1500105	136 mm	5
DERECHA	PB1500205		
IZQUIERDA	PB1500107	172 mm	7
DERECHA	PB1500207		
IZQUIERDA	PB1500109	208 mm	9
DERECHA	PB1500209		
IZQUIERDA	PB1500111	244 mm	11
DERECHA	PB1500211		
IZQUIERDA	PB1500113	280 mm	13
DERECHA	PB1500213		



Para medidas adicionales favor de consultar con nuestro representante de ventas