

PLACA LOC EN L4.5 MM ANA TÓMICA



SISTEMA DE PLACAS BLOQUEADAS
PARA OSTEOSÍNTESIS

SISTEMA BLOQUEADO
MIEMBRO INFERIOR

Nombre producto: PLACA LOC EN L 4.5 MM ANATÓMICA.

Marca: COREFIX

Material: Titanio.

Empaque: Una pieza por paquete.

Esterilización: Producto no estéril, no debe usarse sin esterilizar.

Uso: Fracturas de tibia proximal lateral.

Otras indicaciones: Fracturas proximales de tibia extendidas a la región metafisodiafisaria.

Contraindicaciones: Uso fuera de la región anatómica indicada.

Diseño: Placa con orificios combinados para bloqueo y compresión dinámica, con diseño en L izquierda y derecha y bajo perfil. Puede utilizar tornillos corticales de 4.5 mm, bloqueados de 5.0 mm y esponjosos de 6.5 mm.



PLACA LOC EN L 4.5 MM ANATÓMICA.

LATERALIDAD DE LA PLACA	NÚMERO DE PARTE	LONGITUD DE LA PLACA	NÚMERO DE ORIFICIOS
IZQUIERDA	PB2600103	73 mm	3
DERECHA	PB2600203		
IZQUIERDA	PB2600104	89 mm	4
DERECHA	PB2600204		
IZQUIERDA	PB2600105	105 mm	5
DERECHA	PB2600205		
IZQUIERDA	PB2600106	121 mm	6
DERECHA	PB2600206		



*Para medidas adicionales favor de consultar con nuestro representante de ventas"