

PLACA LOC EN T 4.5 MM ANA TÓMICA



SISTEMA DE PLACAS BLOQUEADAS
PARA OSTEOSÍNTESIS

SISTEMA BLOQUEADO
MIEMBRO INFERIOR

Nombre producto: PLACA LOC EN T 4.5 MM ANATÓMICA.

Marca: COREFIX

Material: Titanio.

Empaque: Una pieza por paquete.

Esterilización: Producto no estéril, no debe usarse sin esterilizar.

Uso: Fracturas de tibia proximal.

Otras indicaciones: Fracturas proximales de tibia extendidas a la región metafisodiafisaria.

Contraindicaciones: Uso fuera de la región anatómica indicada.

Diseño: Placa con orificios combinados para bloqueo y compresión dinámica, con diseño en T y bajo perfil. Puede utilizar tornillos corticales de 4.5 mm, bloqueados de 5.0 mm y esponjosos de 6.5 mm.



PLACA LOC EN T 4.5 MM ANATÓMICA.

NÚMERO DE PARTE	LONGITUD DE LA PLACA	NÚMERO DE ORIFICIOS
PB2500003	68 mm	3
PB2500004	84 mm	4
PB2500005	100 mm	5
PB2500006	116 mm	6
PB2500007	132 mm	7
PB2500008	148 mm	8



*Para medidas adicionales favor de consultar con nuestro representante de ventas"