

# PLACA LOC DE TIBIA DISTAL ANTERO LATERAL

3.5 MM



SISTEMA DE PLACAS BLOQUEADAS  
PARA OSTEOSINTESIS

SISTEMA BLOQUEADO  
MIEMBRO INFERIOR

**Nombre producto:** PLACA LOC DE TIBIA DISTAL ANTERO LATERAL 3.5 MM.

**Marca:** COREFIX

**Material:** Titanio.

**Empaque:** Una pieza por paquete.

**Esterilización:** Producto no estéril, no debe usarse sin esterilizar.

**Uso:** Indicado para fracturas distales de tibia extra e intrarticulares.

**Otras indicaciones:** Correcciones en deformidades de la tibia distal, paciente osteopénico.

**Contraindicaciones:** Uso fuera de la región anatómica indicada.

**Diseño:** Placa con orificios combinados para bloqueo y compresión dinámica, con diseño en bajo perfil en L invertida con cuatro tornillos en la superficie articular paralelos. Puede utilizar tornillos corticales de 3.5 mm, bloqueados de 3.5 mm y esponjosos de 4.0 mm, viene derechas e izquierdas, con orificios combinados.



### PLACA LOC DE TIBIA DISTAL ANTERO LATERAL 3.5MM.

LATERALIDAD DE LA PLACA	NÚMERO DE PARTE	LONGITUD DE LA PLACA	NÚMERO DE ORIFICIOS
IZQUIERDA	PB3300105	81 mm	5
DERECHA	PB3300205		
IZQUIERDA	PB3300107	107 mm	7
DERECHA	PB3300207		
IZQUIERDA	PB3300109	133 mm	9
DERECHA	PB3300209		
IZQUIERDA	PB3300111	159 mm	11
DERECHA	PB3300211		
IZQUIERDA	PB3300113	185 mm	13
DERECHA	PB3300213		



\*Para medidas adicionales favor de consultar con nuestro representante de ventas"