

PLACA LOC DE TIBIA PROXIMAL LATERAL

(3.5/5.0 mm)



SISTEMA DE PLACAS BLOQUEADAS
PARA OSTEOSÍNTESIS

SISTEMA BLOQUEADO
MIEMBRO INFERIOR

Nombre producto: PLACA LOC DE TIBIA PROXIMAL LATERAL 3.5 / 5.0 MM.

Marca: COREFIX

Material: Titanio.

Empaque: Una pieza por paquete.

Esterilización: Producto no estéril, no debe usarse sin esterilizar.

Uso: Indicado para fracturas de platillos tibiales

Otras indicaciones: Paciente osteopénico y fracturas de tibia proximal.

Contraindicaciones: Uso fuera de la región anatómica indicada.

Diseño: Placa con orificios combinados para bloqueo y compresión dinámica con diseño en bajo perfil proximal utilizando tornillos de bloqueo de 3.5 mm en la parte superior y en la zona metafisaria tornillos esponjosos de 6.5 mm, su diseño distal perfil alto en el vástago, y puede utilizar tornillos corticales de 4.5 mm y bloqueados de 5.0 mm, viene derecha e izquierda.



PLACA LOC DE TIBIA PROXIMAL LATERAL 3.5 / 5.9 MM.

LATERALIDAD DE LA PLACA	NÚMERO DE PARTE	LONGITUD DE LA PLACA	NÚMERO DE ORIFICIOS
IZQUIERDA	PB3500104	108 mm	4
DERECHA	PB3500204		
IZQUIERDA	PB3500106	140 mm	6
DERECHA	PB3500206		
IZQUIERDA	PB3500108	172 mm	8
DERECHA	PB3500208		
IZQUIERDA	PB3500110	204 mm	10
DERECHA	PB3500210		
IZQUIERDA	PB3500112	236 mm	12
DERECHA	PB3500212		



*Para medidas adicionales favor de consultar con nuestro representante de ventas"