

PLACA TIBIA DISTAL MEDIAL

LOC
(3.5 mm)



SISTEMA DE PLACAS BLOQUEADAS
PARA OSTEOSÍNTESIS

SISTEMA BLOQUEADO
MIEMBRO INFERIOR

Nombre producto: PLACA DE TIBIA DISTAL MEDIAL LOC 3.5 MM.

Marca: COREFIX

Material: Titanio.

Empaque: Una pieza por paquete.

Esterilización: Producto no estéril, no debe usarse sin esterilizar.

Uso: Indicado para fracturas intra y extraarticulares de la tibia distal.

Otras indicaciones: Fracturas en pacientes osteopénicos y fracturas de alto impacto que requieran reconstrucción articular la tibia distal medial.

Contraindicaciones: Uso fuera de la región anatómica indicada.

Diseño: Placa anatómica con orificios combinados de bloqueo y corticales, con un perfil bajo para adaptarse a diferentes anatomías de tibia distal viene derecha e izquierdas y con ocho orificios distales de bloqueo para tornillos de 3.5 mm y acepta tornillo en su vástago de 3.5 bloqueados y 3.5 corticales y esponjoso de 4.0 mm. Orificios combinados.



PLACA TIBIA DISTAL MEDIAL LOC 3.5 MM

LATERALIDAD DE LA PLACA	NÚMERO DE PARTE	LONGITUD DE LA PLACA	NÚMERO DE ORIFICIOS
IZQUIERDA	PB2300106	142 mm	6
DERECHA	PB2300206		
IZQUIERDA	PB2300108	168 mm	8
DERECHA	PB2300208		
IZQUIERDA	PB2300110	194 mm	10
DERECHA	PB2300210		
IZQUIERDA	PB2300112	213 mm	12
DERECHA	PB2300212		
IZQUIERDA	PB2300114	243 mm	14
DERECHA	PB2300214		



*Para medidas adicionales favor de consultar con nuestro representante de ventas"