



BONAFIX®

Fabricado en México por:

Top Health, S.A.P.I. de C.V.

Volcán de Colima No. 49, Col. El Colli Urbano,
C.P. 45070. Zapopan, Jalisco, México.

 33 2001 5090

www.top-health.mx

¿Qué es?

El Polvo de Hueso liofilizado BONEFIX® es un producto constituido por una fase inorgánica de fosfato de calcio (hidroxiapatita) y una fase orgánica conformada principalmente por colágeno.



Preparación

La rehidratación se puede llevar a cabo, administrando una cantidad proporcional de solución fisiológica, PRP (*Plasma Rico en Plaquetas*) o sangre del mismo paciente.

Características

1- Este producto cuenta con un proceso de liofilización, lo que le permite la conservación de sus propiedades, así mismo, fue esterilizado terminalmente mediante radiación gamma (15 – 28 kGy).

2- Tamaño de partícula en Polvo (250-500µM y 500-800µM).

3- Hueso en polvo y hueso granulado.

Usos

Las aplicaciones pueden ser como producto o primario o complementario dependiendo de su finalidad de uso, por ejemplo:

- Relleno de cavidades o defectos óseos en el área maxilofacial causados por traumatismos.
- Relleno de cavidades alveolares.
- Apicectomía.
- Ostectomía.
- Quistectomía dental.